



BALANCE PLATFORM BTG4-2204

Caratteristiche	Il BT4 è una piattaforma di bilanciamento portatile per una facile valutazione dell'equilibrio. Progettata per essere utilizzata in ambito clinico o sul campo, è dotata di vari protocolli di test del bilanciamento ed esercizi di bilanciamento per l'allenamento motivazionale.
Peso	15 Kg - 33.07 lbs
Altezza	60 mm
Lunghezza	685 mm
Larghezza	960 mm

SOFTWARE PER PEDANE HUR

HUR Smart Balance Software	Software touch-screen intuitivo e semplice per training indipendente Visualizzazione a schermo dell'interpretazione dei risultati test e indicazioni di training Esclusivo Balance Score di semplice comprensione per il paziente Ideale per pazienti anziani a casa e in ospedale
HUR Smart Balance Premium Software	Software di valutazione per il professionista Report automatico con la semplicità dei colori del semaforo Include svariati protocolli e la possibilità di creare un protocollo personalizzato Completa funzionalità di importazione ed esportazione dati Ideale per la ricerca e per test approfonditi

ACCESSORI PER PEDANE HUR

iSupport	Peso: Altezza: Lunghezza: Larghezza: Compatibile con	49 KG - 108 lbs 1811 mm (max) 1017 mm 1140 mm BT4, BTG4
Corrimano di supporto	Peso: Altezza: Lunghezza: Larghezza: Compatibile con:	49 KG - 108 lbs 927 mm 1145 mm 1145 mm BT4
Tappetino morbido per test sulla pedana	Peso: Altezza: Lunghezza: Larghezza:	750 g - 1.65 lbs 30 mm 520 mm 430 mm